

bardusch



*Hygiene für Duvets, Kissen,
Matratzen und Vorhänge
im Gesundheitswesen*

Hygiene ControlSystem 2.0



Effiziente Bettenhygiene zu planbaren Kosten


Zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern ist eine einwandfreie Hygiene rund um das Spitalbett unumgänglich. Das Hygiene ControlSystem 2.0 (HyCS 2.0) von *bardusch* unterstützt Spitäler und Heime bei der Hygiene für Duvets und Kissen zu planbaren Kosten. Das System stellt zuverlässige Daten über den Hygieniezustand der Teile zur Verfügung, ist einfach in der Handhabung und wird den individuellen Kundenanforderungen angepasst.

Mit HyCS 2.0 kann jedes Spital und jedes Heim Hygiene und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen.



Mobiles Lesegerät zeigt

Technische Voraussetzungen für HyCS 2.0



HyCS 2.0 – intelligente Technik, einfache Handhabung, einwandfreie Hygiene

- Duvets und Kissen sind mit einem RFID-Chip versehen.
- Mobiles Lesegerät für die Scannung vor Ort.
- Die Aufbereitungshäufigkeit der Bettinhalte ist gemäss Hygienestandard des einzelnen Spitals/Heims im System hinterlegt.
- Bei jeder Scannung wird im Display sofort mit einer Ampelfunktion angezeigt, ob eine Aufbereitung fällig ist oder ob der Bettinhalt weiter verwendet werden darf.
- Die Daten werden täglich über eine internetbasierte Schnittstelle mit dem Server bei *bardusch* aktualisiert.
- Durch die elektronische Verbindung hat der Kunde die Möglichkeit, seine Daten je Kostenstelle bis hin zum einzelnen Artikel einzusehen.



Planung und Optimierung der Aufbereitungskosten

Funktionen von HyCS 2.0

- Statusanzeige: zeigt den aktuellen Hygienestatus an sowie Daten und Historie des Artikels.
- Waschzähler: Erfassung der Aufbereitung mittels Scannung und Anzeige der Anzahl der Aufbereitungen.
- Fallzähler: Erfassung der Patienten pro Duvet mittels Scannung und Anzeige der aktuellen Fallzahl.

Nutzen

- Systematische Entscheidungshilfe je Teil durch eindeutige Darstellung des aktuellen Status
- Wichtiger Beitrag zur Infektionsprävention und zur Vermeidung nosokomialer Infektionen
- Einhaltung von Hygiene- und Budgetvorgaben
- Kostentransparenz
- Imagegewinn bei den Patienten durch nachweisbare Einhaltung des Hygienestandards
- Nachweis im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems
- Einsatz in hauseigenen Wäschereien ist gleichfalls möglich

Anwendungsmöglichkeiten für HyCS 2.0



Duvets und Kissen



Matratzen



Betten



Vorhänge und Storen

Immer ein Serviceteam in Ihrer Nähe

bardusch

- 1 **bardusch AG**
Flughafenstrasse 213
CH-4056 Basel
Telefon +41 61 385 12 12
basel@bardusch.ch
- 2 Niederlassung Brugg
Wildschachenstrasse 32
CH-5200 Brugg
Telefon +41 56 460 04 00
brugg@bardusch.ch
- 3 Zentrallager Rheinfelden
Weidenweg 12
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41 61 385 12 12
rheinfelden@bardusch.ch
- 4 Succursale Sierre
Blanchisserie Centrale BCS
Rue de l'Île Falcon
CH-3960 Sierre
Téléphone +41 27 456 39 40
info.sierre@bardusch.ch
- 5 Succursale Yverdon-les-Bains
Rue des Petits-Champs 4
Case postale 247
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 424 04 74
yverdon@bardusch.ch
- 6 Succursale Yverdon-les-Bains
Blanchisserie Centrale BCS
Rue des Petits-Champs 6
Case postale 243
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 423 30 80
info.yverdon@bardusch.ch
- 7 Niederlassung Uetendorf
Glütschbachstrasse 95
CH-3661 Uetendorf bei Thun
Telefon +41 33 222 44 88
uetendorf@bardusch.ch

